

# ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

## 分配コンセント



※主にマットセンサー、ベッドセンサーを既設の握り押しボタンと合せてご使用頂く機器となります。

### ■ケアコム専用

			<p>分配コンセント (ケアコム仕様) <b>BC-S</b> (メタコン2ピン)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ナースコール接続用、既設の握り押しボタンと併用できます</li> <li>●入力：センサー × 2、メタコン2ピン × 2</li> <li>●出力：メタコン2ピン × 2</li> <li>●リード線長さ1.5m</li> <li>●外形寸法：W64×H123×D25.5mm</li> </ul> <p>ご注意：メタコン2ピン仕様は、パナソニック2ピン仕様と接続できません。</p>
			<p>分配コンセント (ケアコム仕様) <b>BC-4RS</b> (メタコン4ピン)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●メタコン4ピンハンディナースコール対応</li> <li>●多線式R型、少線式S型専用</li> <li>●入力：センサー × 2、メタコン4ピン × 1</li> <li>●出力：メタコン4ピン × 1</li> <li>●リード線長さ1.5m</li> <li>●外形寸法：W64×H123×D25.5mm</li> </ul> <p>ご注意：「多線式R型、少線式S型」専用品で、寸法が同一のデジタル式Z型専用「BC-4Z」とは、仕様が異なり正常動作しません</p>
			<p>分配コンセント (ケアコム仕様) <b>BC-4Z</b> (メタコン4ピン)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●メタコン4ピンハンディナースコール対応</li> <li>●デジタル式Z型専用</li> <li>●入力：センサー × 2、メタコン4ピン × 1</li> <li>●出力：メタコン4ピン × 1</li> <li>●リード線長さ1.5m</li> <li>●外形寸法：W64×H123×D25.5mm</li> </ul> <p>ご注意：「デジタル式Z型」専用品で、寸法が同一の多線式R型、少線式S型専用「BC-4RS」とは、仕様が異なり正常動作しません</p>
			<p>ケアコム社製 分配コンセント (ケアコム仕様) <b>BB-301WZ-2P/W6P-NC</b> (Well 6ピン)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●Wellシリーズのナースコール接続用</li> <li>●既設の握り押しボタンと併用できます</li> <li>●2入力1出力 (2ピンメタコン、Well 6ピン対応)</li> <li>●付属品：メタコン2ピン変換ジャック</li> <li>●リード線長さ2m</li> <li>●外形寸法：W75×H114×D34mm</li> </ul>

## ナースコール子機接続専用分配コンセント

### ■ナカヨ専用

	<p>〈接続例〉</p> <p>ナカヨ製 ナースコール子機 NYC-DWMINT A/B</p> <p>③ 付属品:モジュラー線3m (4芯)</p> <p>② 分配コンセント</p> <p>① (例) マットセンサー NYC-INT-CG 呼出握りボタン ※必ず接続してください。 接続しないと 脱落断線信号が出ます。</p>	<p>分配コンセント (ナカヨ製ナースコール専用) <b>BC-S(M)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです</li> <li>●裏面に、取付用磁石フック付です</li> <li>●埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています</li> <li>●外形寸法：W64×H123×D25.5mm(突起部分を除く)</li> </ul> <p>※対象機器：ナカヨ製ナースコール子機 (NYC-DWMINT A/B)</p>
	<p>〈接続例〉</p> <p>ナカヨ製ハンディコール ES-HNDINTA-2/5</p> <p>③ 付属品:モジュラーケーブル3m</p> <p>② 分配コンセント</p> <p>① (例) マットセンサー ベッドセンサー 呼出</p>	<p>分配コンセント (ナカヨ製ハンディコール専用) <b>BC-S(M2)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●入出：センサー×1</li> <li>●出力：モジュラー×1</li> <li>●付属品：モジュラーケーブル3m</li> <li>●外形寸法：W64×H123×D25.5mm(突起部分を除く)</li> </ul> <p>※対象機器：ナカヨ製ハンディナースコール (ES-HNDINTA-2/5)</p>

# ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

## ナースコール子機接続専用分配コンセント

### ■アイホン専用

		 <ul style="list-style-type: none"> <li>← うくいす色</li> <li>← シルバー</li> </ul>	<b>分配コンセント</b> <b>BC-S</b> (メタコン2ピン) <ul style="list-style-type: none"> <li>●ナースコール接続用、既設の握り押しボタンと併用できます</li> <li>●入力：センサー × 2・メタコン2ピン × 1</li> <li>●出力：メタコン2ピン × 1</li> <li>●リード線長さ1.5m</li> <li>●外形寸法：W64×H123×D25.5mm</li> </ul>
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>← グレー</li> <li>← クリーム色</li> </ul>	<b>分配コンセント (アイホンプラコン2ピン仕様)</b> <b>BC-S(P2)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アイホン製ナースコール、プラコン2ピン接続用、既設の握り押しボタンと併用できます</li> <li>●入力：センサー × 2・プラコン2ピン × 1</li> <li>●出力：プラコン2ピン × 1</li> <li>●リード線長さ1.5m</li> <li>●外形寸法：W64×H123×D25.5mm</li> <li>●アイホン専用です</li> </ul>
			<b>分配コンセント (アイホンNFR3ピン仕様)</b> <b>BC-S(N3)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アイホン製NFX3ピンナースコール接続用、既設の握り押しボタンと併用できます</li> <li>●入力：センサー × 2・NFR3ピン × 1</li> <li>●出力：NFR3ピン × 1</li> <li>●リード線長さ1.5m</li> <li>●外形寸法：W40×H142.5×D25.5mm</li> <li>●アイホン専用です</li> </ul>
			<b>分配コンセント (アイホンNFR5ピン仕様)</b> <b>BC-S(N5)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アイホン製NFX5ピンナースコール接続用、既設のハンディーナースコールと併用できます</li> <li>●入力：センサー × 2・NFR5ピン × 1</li> <li>●出力：NFR5ピン × 1</li> <li>●リード線長さ1.5m</li> <li>●外形寸法：W40×H142.5×D25.5mm</li> <li>●アイホン専用です</li> </ul>
			<b>分配コンセント (アイホンNFR6ピン仕様)</b> <b>BC-S(N6)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●アイホン製NFX6ピンナースコール接続用、既設のハンディーナースコールと併用できます</li> <li>●入力：センサー × 2・NFR6ピン × 1</li> <li>●出力：NFR6ピン × 1</li> <li>●リード線長さ1.5m</li> <li>●外形寸法：W40×H142.5×D25.5mm</li> <li>●アイホン専用です</li> </ul>

### 〈接続例〉

