

ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

ナースコール子機接続専用分配コンセント

■アイホン専用

		 <ul style="list-style-type: none"> ← うくいす色 ← シルバー 	分配コンセント BC-S (メタコン2ピン) <ul style="list-style-type: none"> ●ナースコール接続用、既設の握り押しボタンと併用できます ●入力：センサー × 2・メタコン2ピン × 1 ●出力：メタコン2ピン × 1 ●リード線長さ1.5m ●外形寸法：W64×H123×D25.5mm
		 <ul style="list-style-type: none"> ← グレー ← クリーム色 	分配コンセント (アイホンプラコン2ピン仕様) BC-S(P2) <ul style="list-style-type: none"> ●アイホン製ナースコール、プラコン2ピン接続用、既設の握り押しボタンと併用できます ●入力：センサー × 2・プラコン2ピン × 1 ●出力：プラコン2ピン × 1 ●リード線長さ1.5m ●外形寸法：W64×H123×D25.5mm ●アイホン専用です
			分配コンセント (アイホンNFR3ピン仕様) BC-S(N3) <ul style="list-style-type: none"> ●アイホン製NFX3ピンナースコール接続用、既設の握り押しボタンと併用できます ●入力：センサー × 2・NFR3ピン × 1 ●出力：NFR3ピン × 1 ●リード線長さ1.5m ●外形寸法：W40×H142.5×D25.5mm ●アイホン専用です
			分配コンセント (アイホンNFR5ピン仕様) BC-S(N5) <ul style="list-style-type: none"> ●アイホン製NFX5ピンナースコール接続用、既設のハンディーナースコールと併用できます ●入力：センサー × 2・NFR5ピン × 1 ●出力：NFR5ピン × 1 ●リード線長さ1.5m ●外形寸法：W40×H142.5×D25.5mm ●アイホン専用です
			分配コンセント (アイホンNFR6ピン仕様) BC-S(N6) <ul style="list-style-type: none"> ●アイホン製NFX6ピンナースコール接続用、既設のハンディーナースコールと併用できます ●入力：センサー × 2・NFR6ピン × 1 ●出力：NFR6ピン × 1 ●リード線長さ1.5m ●外形寸法：W40×H142.5×D25.5mm ●アイホン専用です

〈接続例〉

