

ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

■アイホン

		 <p>← グレー ← クリーム色</p>	ワイヤレス分配コンセント (アイホン仕様) <b>WBC-S (P2)</b> (プラコン 2 ピン)
		 <p>← グレー ← または ← 金属色 ← クリーム色</p>	ワイヤレス分配コンセント (アイホン仕様) <b>WBC-S (N3)</b> (NFR 3 ピン)
		 <p>← グレー ← または ← 金属色 ← クリーム色 ← クリーム色</p>	ワイヤレス分配コンセント (アイホン仕様) <b>WBC-S (N5)</b> (NFR 5 ピン)
		 <p>← オレンジ</p>	ワイヤレス分配コンセント (アイホン仕様) <b>WBC-S (V)</b> (Vi-NURSE)  〈アイホン製〉  <p>オプション入力 コンセント <b>NLR-OPA</b></p> <p>オプション入力 コード <b>NLR-CA-OPA</b></p> <p>※既存のナースコール子機に上記のオプション入力コンセントが ない場合は、オプション入力コードが必要になります。</p>

※ナースコール子機がアイホン NFR6ピン仕様の場合  
下記いずれかの方法により接続することができます

- ①既存のハンド型子機「NF-SBA」下部のオプション入力口 (5ピン) に、  
[WBC-S(N5)] を接続。
- ②既存のナースコール子機「NFR-H2S-OP」のオプション入力口 (3ピン) に、  
[WBC-S(N3)] を接続。

