



ヘルスケア用〈徘徊お知らせ機器〉

分配コンセント



※主にマットセンサー、ベッドセンサーを既設の握り押しボタンと合せてご使用頂く機器となります。

■ケアコム専用

		 <p>← 黒 ← シルバー</p>	<p>分配コンセント (ケアコム仕様) BC-S (メタコン2ピン)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ナースコール接続用、既設の握り押しボタンと併用できます ●入力：センサー × 2、メタコン2ピン × 2 ●出力：メタコン2ピン × 2 ●リード線長さ1.5m ●外形寸法：W64×H123×D25.5mm <p>ご注意：メタコン2ピン仕様は、パナニック2ピン仕様と接続できません。</p>
		 <p>← 黒 ← シルバー</p>	<p>分配コンセント (ケアコム仕様) BC-4RS (メタコン4ピン)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●メタコン4ピンハンディナースコール対応 ●多線式R型、少線式S型専用 ●入力：センサー × 2、メタコン4ピン × 1 ●出力：メタコン4ピン × 1 ●リード線長さ1.5m ●外形寸法：W64×H123×D25.5mm <p>ご注意：「多線式R型、少線式S型」専用用品で、寸法が同一のデジタル式Z型専用「BC-4Z」とは、仕様異なります正常動作しません</p>
		 <p>← 黒 ← シルバー</p>	<p>分配コンセント (ケアコム仕様) BC-4Z (メタコン4ピン)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●メタコン4ピンハンディナースコール対応 ●デジタル式Z型専用 ●入力：センサー × 2、メタコン4ピン × 1 ●出力：メタコン4ピン × 1 ●リード線長さ1.5m ●外形寸法：W64×H123×D25.5mm <p>ご注意：「デジタル式Z型」専用用品で、寸法が同一の多線式R型、少線式S型専用「BC-4RS」とは、仕様異なります正常動作しません</p>
		 <p>← オレンジ</p>	<p>ケアコム社製 分配コンセント (ケアコム仕様) BB-301WZ-2P/W6P-NC (Well 6ピン)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Wellシリーズのナースコール接続用 既設の握り押しボタンと併用できます ●2入力1出力 (2ピンメタコン、Well 6ピン対応) ●付属品：メタコン2ピン変換ジャック ●リード線長さ2m ●外形寸法：W75×H114×D34mm

ナースコール子機接続専用分配コンセント

■ナカヨ専用

	<p>〈接続例〉</p> <p>ナカヨ製 ナースコール子機</p>  <p>NYC-DWMINT A/B</p> <p>付属品:モジュラー線3m (4芯)</p> <p>分配コンセント</p> <p>(例) マットセンサー</p> <p>NYC-INT-CG 呼出握りボタン ※必ず接続してください。 接続しないと 脱落断線信号が出ます。</p>	<p>分配コンセント (ナカヨ製ナースコール専用) BC-S(M)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●入出力はモジュラー仕様、センサー入力はピンジャックです ●裏面に、取付用磁石フック付です ●埋込型インターホン接続用の3mモジュラー線を付属しています ●外形寸法：W64×H123×D25.5mm(突起部分を除く) <p>※対象機器：ナカヨ製ナースコール子機 (NYC-DWMINT A/B)</p>
	<p>〈接続例〉</p> <p>ナカヨ製ハンディーコール</p>  <p>ES-HNDINTA-2/5</p> <p>分配コンセント</p> <p>(例) マットセンサー ベッドセンサー</p> <p>呼出</p> <p>付属品： モジュラーケーブル 3m</p>	<p>分配コンセント (ナカヨ製ハンディーコール専用) BC-S(M2)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●入出：センサー×1 ●出力：モジュラー×1 ●付属品：モジュラーケーブル3m ●外形寸法：W64×H123×D25.5mm(突起部分を除く) <p>※対象機器：ナカヨ製ハンディナースコール (ES-HNDINTA-2/5)</p>